



הוראות אחזקה שוטפת למנשמים Monnal T60

לפני השימוש הראשון במכשיר, או לפני השימוש על חולה חדש, חובה לנקות ולחטא את האביזרים

טרם חיטוי

על אביזרים מלוכלכים וציוד יש לבצע טיפול ראשוני כדי לצמצם את נוכחותם של מיקרו אורגניזמים ולהקל על הליכי הניקוי.

ניקוי

פעולת הסרת כל עקבות של לכלוך ממקום, משטח, או אלמנט.

סטריליזציה

הרס מוחלט של כל זני נבט, וירוסים שמרים.

הליך עיקור או חיטוי לעולם לא יתאפשר על אלמנטים מלוכלכים או מזוהמים.

הליך שלם כולל:

1. פירוק -חיטוי מראש, שטיפה וייבוש
2. ניקוי, שטיפה וייבוש
3. חיטוי, שטיפה וייבוש, או עיקור
4. בדיקות הרכבה מחדש ופונקציונליות לעולם אל תשתמש אבקות שוחקות, אצטון, א חומר

אביזרים למנשם מתחלקים לאלה המיועדים לשימוש חד-פעמי וכאלה אשר מיועדים לשימוש רב-פעמי

פריטים אשר ניתנים לשימוש חוזר יש לנקות את האלמנטים ולעקר כדי למנוע זיהום צולב. הליך זה, הוא חובה וחשובה מאוד, הוא באחריות המשתמש.

הגדרות VI.1

טרם חיטוי

הטיפול ראשוני מתבצע על חפצים וציוד מלוכלכים כדי לצמצם את נוכחותם של מיקרו אורגניזמים ולהקל ניקוי הבאים.

ניקוי

פעולת הסרת כל עקבות של לכלוך ממקום, משטח, או אלמנט.

סטריליזציה

הרס מוחלט של כל זני נבט, וירוסים שמרים.

הליך עיקור או חיטוי לעולם לא יתאפשר על אלמנטים מלוכלכים או מלוכלכים.

הליך שלם כולל:

1. פירוק -חיטוי מראש, שטיפה וייבוש
2. ניקוי, שטיפה וייבוש
3. חיטוי, שטיפה וייבוש, או עיקור
4. בדיקות הרכבה מחדש ופונקציונליות לעולם אל תשתמשו אבקות שוחקים, אצטון, או ממיסים חריפים אחרים.

ההנחיות הבאות אושרו על ידי היצרן של הציוד הרפואי כהוראות הכרחיות לתפעול המכשיר הרפואי כדי להיות מוכן לכל שימוש חוזר.

הליך זה הינו תמיד באחריות המחלקה המשתמשת במנשם על מנת להבטיח כי הליך העיקור מיושם בפועל על ציוד למען השגת התוצאה המקווה.

הליך זה דורש שמירה קפדנית על נהלים תחזוקה שוטפת VI.2

את משטח ההנשמה ניתן לנקות.

היצרן ממליץ על מוצרי הניקוי הבאים למטרה זובאמצעות דיטריגנטים של יצרנים כגון TSA ANIOS s או SURFA'safe ANIOS.

הוראות השימוש במוצרי הניקוי רשומים בגב האריזה של החומר הניקוי המומלץ.

חשוב לפעול לפי ההוראות יצרן המנשם ולא לאפשר כל נוזל לחדור בתוך היחידה.

תחזוקה חייבת להתבצע כאשר המנשם מנותק מאספקת החשמל.

ניקוי המסנן בקטריוולוגית

החל המלצות יצרן לגבי תדירות החלפת המסנן בקטריוולוגית.

עיין בהוראות למשתמש המצורפות למסנן.

שימוש חוזר באבזרים המיועדים לשימוש חד-פעמיים או מתכלה נושא את הסיכון של זיהום והעברת מחלות מחולה לחולה.

שימוש בפילטר בקטריוולוגי מלוכלך או סתום מגביר את ההתנגדות ה-inspiratory או expiratory

מסנן האוויר בכניסה (על המסנן כניסת האוויר להיבדק ולהיות מוחלף באופן קבוע (כל חצי שנה).

כדי להחליף אותו, יש לשחררו ולהסיר על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.

הכנס את המסנן החדש וסיבוב בכיוון השעון כדי לאבטח את ההתאמה.

מסנן

לא ניתן לחטא, לנקות, או לעקר Clean'in Monnal



מאפייני הסינון של המסנן ה-HEPA:

Reference	KY691401
התנגדות	1.15 mbar
60L/min	
סינון	99.97%
חלקיקים	> 0.5µm

מערכת נשיפה: SENSOR FLOW + שסתום נשיפה

ישנם שני סוגים של מערכת נשיפה: מכלולים לשימוש חד-פעמיים והרכבות autoclavable (לשימוש חוזר).

החיישן ושסתום מערכת נשיפה EXP לשימוש חד-פעמי הם שקופים. שני המרכיבים הללו נושאים מק"ט, מספר

אצווה, ואת הלוגו הבא: ②

החיישן ואת שסתום מערכת נשיפה autoclavable הם כחולות. שני המרכיבים הללו נושאים מספר סידורי



יחידה, מק"ט, ואת הלוגו 'autoclavable'.

ת.ד. 8200 נתניה 42160 טל: 09-8654545 פקס: 09-8656590

P.O.B. 8200 Netanya 42160 TEL: 972-9-8654545 FAX: 972-9-8656590

e-mail: yagev@yagev.com



אביזרים לשימוש חד-פעמי

מערכת הנשיפה אקספיריום מוספקת על ידי הספק נקיה ומוכנה לשימוש קליני. מרווח הזמן להחלפה של המערכת תלוי פרוטוקולים של בית החולים בנוכחות הפרשות ובמידת נבוליציה של תרופות.

שימוש חוזר באביזרים לשימוש חד-פעמיים או מתכלה נושא את הסיכון של מעבר זיהום בין חולים. גרסת autoclavable

מערכת האקספיריום מיועדת לעבור לפחות 50 מחזורי עיקור.

ע"מ לעקוב אחר מספר מחזורי העיקור, החיישן והשסתום מסומן עם מספר סידורי יחיד (SN). חיישן זרימת הנשיפה (50) דורש אמצעי זהירות מיוחדת במהלך טרום חיטוי, ניקוי, וחיטוי. הוא מכיל חוט פלטינה עדין מאוד, ושברירי.

לכן חשוב:

- הימנע מהחדרת חפץ כלשהו לתוך ה-FLOW SENSOR,

- הימנע מחשיפתו לסילון מים או אוויר,

- להימנע מכל מכה או להפיל אותו.

לאחר מחזור ניקוי / חיטוי (טבילה, חיטוי, וכו'), hot wire expiratory flow sensor חייב להיות יבש לחלוטין לפני פעולה מחדש.

בצע בדיקה ויזואלית על מנת להבטיח כי הרכיבים השונים הינם במצב טוב.

מומלץ לבצע עיקור של autoclavable expiratory flow sensor ו-autoclavable expiratory valve לפני השימוש הראשון.

הכנה

- הסר את מערכת האקספיריום ממקומה על ידי לחיצה על לחצן השליפה.

- הפרד את חיישני זרימת הנשיפה מן שסתום הנשיפה (50), ולאחר מכן הסר את גוף השסתום (51), הממברנה (52), ואת דיסק סיליקון (53).

לפני-ניקוי/חיטוי / ניקוי

הספק ממליץ על שימוש במוצרים ANIOS: ANIOSYME DD1, SALVANIOS PH7, HEXANIOS G + R (ולחפקיד על הוראות של יצרן המוצר).

סטריליזציה

במידת הצורך, לעקר את החלקים הבאים של מערכת הנשיפה (תואם עם מחזור 18 ° C 134 דקות):

FLOW SENSOR הנשיפה, גוף השסתום, דיסק סיליקון, ממברנה.

פירוק והרכבת בדיקות פונקציונליות

הרכב את מערכת הנשיפה:

מיקום מחדש הממברנה (52) ו דיסק סיליקון (53) על מושב גוף שסתום;

דיסק סיליקון חייב להיות מוכנס בממברנה, ולאחר מכן הממברנה חייב להיות ממוקם על מושב גוף שסתום. אין למקם את דיסק סיליקון ישירות על מושב גוף שסתום.

מומלץ לך לבצע בדיקה אוטומטית לאחר כל התקנה מחדש של שסתום הנשיפה ואת FLOW SENSOR.

הרכבה שגויה של אסיפת הנשיפה (מיצוב הלא נכון של הממברנה בגוף השסתום, אי מיקומו של דיסק הסיליקון, או הוספת דיסק סיליקון נוסף, וכו') יכול לפגוע בתפקוד המנשם (סיכון של דליפות, שמירת לחץ לא נכון, אי שמירת הנפח - hypoventilation).

בדבר הבהרה נוספת נשמח לעמוד לרשותכם.

מחלקת שירות

יגב ציוד רפואי ומעבדתי בע"מ

ת.ד. 8200 נתניה 42160 טל: 09-8654545 פקס: 09-8656590

P.O.B. 8200 Netanya 42160 TEL: 972-9-8654545 FAX:972-9-8656590

e-mail: yagev@yagev.com